


サンテストCPS+ ICH試験仕様

光安定性ガイドライン(ICH Q1B)により全ての新薬に模擬太陽光を照射して保存性をテストすることが義務づけられております。サンテストCPS+ではキセノン光源を用いる事により、1日以内でID65試験を終える事が可能です。D65試験(強制劣化試験)も光学フィルタの交換のみで実施可能です。以下のアプリケーションキットをご用意いただく事でICH試験(ID65、D65)が実現出来ます。

<サンテストCPS+>

アプリケーションキット "ICH" P/N 56079670



<サンテストXLS+>

アプリケーションキット "ICH" P/N 56079671

